

## ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

<b>Nº DE ALERTA:</b> 2025-489	<b>REFERENCIA</b> PS/PRV/124897
<b>PRODUCTO</b> Aplicación Dexcom G6 para iOS. UDI: 00386270001528 (SW11585) / 00386270001535 (SW11586)	
<b>FINALIDAD PREVISTA</b> Aplicación para iOS del sistema de monitorización continua de glucosa (MCG) Dexcom G6.	
<b>VERSION SOFTWARE</b> 1.11.2, 1.12.0	
<b>FABRICANTE</b> Dexcom Inc., EEUU.	
<b>DISTRIBUIDOR</b> Dexcom España, Av. de Aragón, 330, San Blas-Canillejas, 28022 Madrid.	
<b>ASUNTO</b> Advertencia de seguridad y actualización de las versiones de software 1.11.2 y 1.12.0 de la aplicación Dexcom G6 para iOS, debido a que contienen un error que puede hacer que se muestre un valor estimado de glucosa anterior al más reciente.	
<b>DOCUMENTOS ADJUNTOS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Nota de aviso empresa</li><li>• Nota informativa PS, 53/2025</li></ul>	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

